

neno[®] beauty

ALGO

ZAAWANSOWANE URZĄDZENIE
WSPOMAGAJĄCE STYMULACJĘ MIĘŚNI
DLA NATURALNEGO EFEKTU UJĘDRNIANIA
I KONTUROWANIA TWARZY
Z TECHNOLOGIĄ EMS I RF

Exclusive Series



technologia EMS & RF

Exclusive Series


Poznaj Neno Beauty Algo

Powiedz STOP wiotkości, utracie owalu i zmarszczkom, które z roku na rok stają się bardziej widoczne. Czas na poziom wyżej w pielęgnacji. Czas na technologię. Neno Beauty Algo to zaawansowane urządzenie ujędrniające łączące EMS i RF – działa tam, gdzie zaczyna się starzenie. EMS aktywuje i stymuluje mięśnie, przywracając im napięcie. Twarz staje się bardziej uniesiona, kontur wyraźniejszy, a owal bardziej zdefiniowany. Technologia RF wspomaga procesy regeneracyjne skóry, poprawiając jej gęstość, jędrność i elastyczność. Cera odzyskuje sprężystość, a zmarszczki stają się mniej widoczne. Bezinwazyjnie, bez bólu, bez rekonwalescencji. Już po pierwszych zabiegach skóra wygląda na bardziej napiętą i wygładzoną. Poprawia się jej jędrność, elastyczność i kontur twarzy. Nie chodzi o zmianę rysów. Chodzi o przywrócenie tego, co z czasem zaczęło zanikać.



Exclusive Series

Rekomendacje dla Neno Beauty Algo



- Utrata jędrności i wiotkość, spadek napięcia skóry „opadanie” policzków.
- Pogłębiające się bruzdy.
- Zarysowane zmarszczki w okolicach oczu i ust.
- Utrata ostrych linii żuchwy.
- Zmniejszona gęstość skóry.
- Skóra potrzebująca naturalnego promiennego GLOW.

Exclusive Series

Efekty używania Neno Beauty Algo

Po 7 dniach – czuję, że moja skóra pracuje!

- efekt napięcia skóry,
- efekt świeżości i wygładzenia,
- poprawione mikrokrążenie,
- twarz wygląda na bardziej wypoczętą.

Skóra zaczyna reagować – to początek prawdziwej przebudowy.

Po 14 dniach – to już lifting?

- wyraźna poprawa jędrności dzięki technologii RF,
- bardziej napięte mięśnie twarzy dzięki EMS,
- wygładzenie,
- bardziej zarysowany kontur twarzy.

Efekt Anti-Age nabiera mocy.

Po 30 dniach – transformacja!

- odczuwalna poprawa spoistości i struktury skóry, która staje się zwarta i jedwabista,
- bezinwazyjna redefinicja konturów twarzy,
- poprawa jakości, gęstości i kolorytu skóry,
- zmarszczki stają się mniej widoczne,
- twarz wygląda na szczuplejszą i wymodelowaną.

To profesjonalna technologia RF + EMS w domowym wydaniu.



2 głowice masujące



Funkcja pamięci



Tryb EMS




2 długości fal światła



Tryb EMS+RF



3 programy



Tryb RF



Timer



Exclusive Series

Automatyczny 6-minutowy timer
oraz powiadomienie o zmianie
obszaru masażu co 3 minuty

Diaamentowe głowice
masujące

3 tryby: EMS, RF oraz
EMS+RF, dodatkowo każdy
tryb posiada dwa poziomy
intensywności

Technologia RF (Radio Frequen-
cy) – pobudza produkcję
kolagenu, ujędrniając
i zagęszczając strukturę skóry.

Funkcja pamięci

Elektryczna Stymulacja Mięśni:
stymuluje mięśnie twarzy,
poprawiając ich napięcie
i sprężystość skóry

Wibracje soniczne –
stymulują mikrokrążenie
i poprawiają jędrność skóry

Płaska głowica z ośmioma
punktami masującymi

Dwie precyzyjne długości
fal świetlnych:
Światło czerwone (630 nm),
Światło żółte (590 nm)

Magnetyczna
pokrywka

Exclusive Series

Trzy poziomy doskonałości

Neno Beauty Algo to nie jeden zabieg, to kompletna strategia odmładzania zamknięta w jednym urządzeniu. Sama decydujesz, czego dziś potrzebuje Twoja skóra:

Tryb EMS (fitness dla twarzy):
błyskawiczny trening mięśni twarzy, który unosi owal i daje efekt „wow” przed wielkim wyjściem.

Tryb RF + Żółte światło LED (blask i odnowa):
delikatne ciepło fal radiowych w połączeniu z energią żółtego światła, by wymazać oznaki zmęczenia i przywrócić cerze jednolity, zdrowy kolor.

Tryb EMS + RF + Czerwone światło LED (totalny anti-aging):
Najmocniejsza kombinacja uderzająca w zmarszczki. Stymuluje produkcję kolagenu i zagęszcza skórę, dając efekt trwałego liftingu.

neno
beauty

Exclusive Series



Elektrostymulacja mięśni dla ujędrnienia


Neno Beauty Algo wykorzystuje technologię EMS (Elektrostymulacja mięśni), która za pomocą delikatnych impulsów elektrycznych pobudza mięśnie twarzy do krótkich, kontrolowanych skurczów. Taka stymulacja działa jak subtelny trening dla mięśni - przywraca napięcie i wspiera sprężysty, młodszy wygląd skóry. Dwa poziomy intensywności umożliwiają dopasowanie działania urządzenia do indywidualnych potrzeb i odczuć.

Exclusive Series

A woman with dark hair pulled back is using a handheld radiofrequency skin treatment device on her cheek. The device has a glowing yellow tip. The background is a soft, out-of-focus white.

Radiofrekwencja dla silnego liftingu i ujędrnienia


Technologia RF w Neno Beauty Algo wykorzystuje fale radiowe o częstotliwości 4 MHz, które przenikając w głąb skóry, generując delikatne ciepło. Dzięki temu pobudzone są naturalne procesy regeneracji oraz produkcja kolagenu i elastyny – białek kluczowych dla jędrności i elastyczności skóry. Zabieg nie narusza powierzchni naskórka i jest odczuwalny jako przyjemne, równomierne ogrzanie, zapewniające komfort podczas całej sesji.



Exclusive Series

Odmładzająca terapia światłem LED

Neno Beauty Algo wykorzystuje precyzyjnie dobrane długości fal światła LED. Czerwone światło LED (630 nm) wspiera naturalną regenerację skóry, sprawiając, że staje się bardziej jędrna i elastyczna, natomiast żółte światło LED (590 nm) działa kojąco, pomaga wyrównać koloryt i nadaje jej świeży, promienny wygląd.



Exclusive Series

Efekt WOW Skincare Guru

Double Light Therapy – Inteligentne wsparcie piękna

590 nm

ŚWIATŁO ŻÓŁTE




Koniec z ziemistą, zmęczoną cerą! To światło to zastrzyk energii, który wyrównuje koloryt i sprawia, że skóra promienieje naturalnym pięknem nawet bez makijażu.

630 nm

ŚWIATŁO CZERWONE

Twój ekspert od zadań specjalnych. Działa kojąco, redukuje widoczność przebarwień i stymuluje skórę do odnowy, by była jedwabście gładka i idealnie ujednolicona.

Exclusive Series



Podkreślony ował, poprawa jędrności

Urządzenie zostało wyposażone w dwie różne końcówki, które pozwalają dopasować sposób pielęgnacji do potrzeb skóry. Z jednej strony Neno Beauty Algo posiada diamentowe głowice masujące, a z drugiej – płaską końcówkę z ośmioma punktami masującymi. Diamentowe głowice masujące płynnie pracują wzdłuż linii żuchwy i policzków. W połączeniu z działaniem trybu EMS stymulują mięśnie twarzy, pomagając podkreślić ował i zarys V-konturu – dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz. Płaska głowica z ośmioma punktami masującymi emituje czerwone i żółte światło LED oraz wykorzystuje wibracje soniczne stymulujące mikrokrążenie i poprawiające jędrność skóry. Dla wygodnej, zróżnicowanej rutyny pielęgnacyjnej stosuj końcówki naprzemiennie. Dzięki temu pielęgnacja z Neno Beauty Algo pozostaje elastyczna i dopasowana do Twoich preferencji.

Exclusive Series

Dodaj skórze sprężystości

Pierwszy tryb łączy technologię EMS z masażem diamentowych głowic, oferując skuteczny sposób na jędrniejszą i lepiej wymodelowaną twarz. Subtelne impulsy w połączeniu z masażem mechanicznym wzmacniają napięcie mięśni, podkreślają naturalny kontur i dodają skórze sprężystości.




Exclusive Series



Popraw napięcie skóry

Neno Beauty Algo posiada tryb intensywnej regeneracji i ujędrniania, który łączy stymulację mięśni EMS z technologią fal RF oraz wykorzystuje czerwone światło LED (630 nm), wibracje soniczne i płaską końcówkę z ośmioma punktami masującymi. W rezultacie wzmacnia mięśnie twarzy, pobudza produkcję kolagenu i poprawia napięcie skóry.

Exclusive Series




Rozświetlenie i rewitalizacja

W ostatnim trybie fale radiowe (RF) współdziałają z żółtym światłem LED (590 nm), wibracjami sonicznymi i płaską końcówką z ośmioma punktami masującymi. Efektem jest rozświetlenie i rewitalizacja, przy jednoczesnym pobudzeniu produkcji kolagenu; ciepło sprzyja regeneracji komórek, co pomaga ujędrnić skórę i zagęścić jej strukturę.

Exclusive Series

Sztuka domowego liftingu – rzeźbij swój owal twarzy

Aby uzyskać efekt spektakularnego uniesienia, prowadź Neno Beauty Algo od środka twarzy ku skroniom – działaj wbrew grawitacji, zawsze delikatnym ruchem ku górze. Pamiętaj, że sekretem profesjonalnej stymulacji jest poślizg. Twoja skóra zasługuje na maksymalny komfort, dlatego zawsze stosuj żel przewodzący lub ulubione serum beztłuszczowe. To one stają się drogą dla technologii RF i EMS, pozwalając im dotrzeć do najgłębszych warstw skóry. Bezpośredni kontakt z nawilżoną cerą to gwarancja aksamitnej gładkości, bezpieczeństwa i efektów, które zachwycą Cię już po pierwszym zabiegu.



Exclusive Series

Inteligencja, która zna Twoje potrzeby

Zapomnij o każdorazowym ustawianiu parametrów
– Neno Beauty Algo uczy się Ciebie. Dzięki
inteligentnej funkcji pamięci, urządzenie przywraca
Twoje ulubione ustawienia dokładnie tam, gdzie
je przerwałaś. To Twój osobisty profil piękna, gotowy
do działania w sekundę po włączeniu. Jedno
kliknięcie i Twój ulubiony rytuał startuje
natychmiast. Bo w pielęgnacji premium liczy
się każda chwila Twojego komfortu.



Twój prywatny strażnik czasu i perfekcji

Lubisz całkowicie się zrelaksować podczas pielęgnacji? Wbudowany w Neno Beauty Algo timer prowadzi zabieg za Ciebie: po trzech minutach delikatny sygnał przypomina o zmianie strony twarzy, a po sześciu minutach informuje o zakończeniu sesji. Dzięki temu z Neno Beauty Algo pielęgnacja jest równomierna i bez wysiłku.

6 min



Exclusive Series

Twój Beauty Code

Zasady Perfekcyjnego Rytuału

Miksuj technologie dla efektu WOW.

Kluczem do promiennej cery jest różnorodność!

Stosuj wymienne głowice naprzemiennie w różne dni – dzięki temu Twoja skóra otrzyma bogaty zestaw bodźców bez ryzyka podrażnień.

Optymalny balans to 2-4 sesje w tygodniu po 6 minut.

Skoncentruj się na pięknie (Omijaj przeszkody).

Technologia Neno Beauty jest potężna, dlatego jeśli posiadasz implanty elektroniczne (rozsusznik, pompa) nie używaj tego urządzenia. Omijaj okolice w obrębie twarzy i szyi jeśli posiadasz aparat czy implanty stomatologiczne. Nie stosuj urządzenia bezpośrednio na gałki oczne, powieki i tarczycę. W delikatnych okolicach oczu i ust zawsze wybieraj najniższą intensywność.

W okresie ciąży i karmienia piersią zrób sobie przerwę od urządzenia – to czas na inny rodzaj regeneracji, do technologii Neno wrócisz w odpowiednim momencie!

Zostań Ekspertką Neno Beauty.

Pełnia możliwości Twojego urządzenia kryje się w szczegółach. Przed pierwszym użyciem koniecznie odkryj swój Beauty Guide (instrukcję obsługi), aby w 100% wykorzystać potencjał tego profesjonalnego rytuału.



Exclusive Series

Aksesoria w zestawie

W eleganckim komplecie znajdziesz: ochronne osłonki na obie głowice masujące, woreczek do przechowywania oraz ściereczkę z mikrofibry. Dzięki nim pielęgnacja z Neno Beauty Algo jest nie tylko skuteczna, ale też higieniczna i bezpieczna.

neno[®]
beauty

Exclusive Series

Chcesz zwiększyć efekt pielęgnacji?

Rozpocznij rytuał od szczoteczki sonicznej **Neno Beauty Mica** – dokładne oczyszczenie skóry pozwala lepiej wchłonąć wszystkie dobroczynne efekty kolejnych zabiegów. Następnie włącz Neno Beauty Algo, aby stymulować mięśnie twarzy i wymodelować jej kontury – poczujesz, jak skóra staje się jędrniejsza i bardziej napięta.



neno[®]
beauty
MICA

Exclusive Series

neno[®] beauty

ALGO

DANE TECHNICZNE

Model:	Neno Beauty Algo
Zasilanie:	5V 0.75A
Moc:	12W
Bateria:	1200 mAh
Timer:	6 min
Materiał:	ABS+PC+PP+stop cynkowy
Wymiary:	54.5×45.3×190 mm
Kod EAN:	5902479677187
Wymiary pudełka:	148×245×60 mm
Waga pudełka:	0.605 kg
PN:	NEN-DOM-PI004
Zawartość zestawu:	masażer, woreczek do przechowywania, ściereczka z mikrofibry, kabel typu-C, instrukcja obsługi
Kontakt:	Tel.: 731 594 301; mail: info@neno.pl
Producent:	KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND

Właściciela marki Neno:



Urządzenie przeznaczone do pielęgnacji skóry w warunkach domowych. Nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje zabiegów dermatologicznych ani medycznych.

Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno. Infolinia: 731 594 301, mail: info@neno.pl